



# NEOFACE

SISTEMA 2.4

Implantes






- 
- Placas com furação locking, garantem mais estabilidade entre placa e parafuso, oferecendo uma fixação segura e eficiente, minimizando o risco de deslocamento e proporcionando uma recuperação mais rápida e confortável para o paciente

- Relação das cores dos parafusos

-  Autorroscante
-  Emergência
-  Autoperfurante



- Proporciona mais segurança e eficiência em cada procedimento com a tecnologia e qualidade que fazem a diferença



**Placa 2.4 mm**  
Essas placas possuem um design com perfil robusto, garantindo alta resistência e instrumental para fácil modelagem, resultando em uma adaptação precisa e eficiente.

- Eficiência, segurança e precisão para resultados superiores.



#### SISTEMA DE PLACAS 2.4 mm PARA CMF

Desenvolvido com alta tecnologia, nosso sistema 2.4 mm de reconstrução garante uma excelente estabilidade e fixação rápida e segura para procedimentos de osteossíntese e reconstruções do terço inferior da face. Além disso, conta com um conjunto de instrumentais e templates que proporciona ao cirurgião mais agilidade e uma melhor capacidade de adaptação das placas, mesmo nos casos mais complexos.


#### INDICAÇÕES

- Fixação e estabilização de fraturas complexas da mandíbula.
- Reconstrução da mandíbula.
- Fixação de enxertos nas cirurgias reconstrutivas e segmentos mandibulares, de acordo com a necessidade cirúrgica.



CÓDIGO  
**950.253**

DESCRIÇÃO  
**Box Modular de Implantes 2.4 mm**



CÓDIGO  
**950.140**

DESCRIÇÃO  
**Configuração de Vendas  
Conjunto do Container com Implantes e Instrumentos**



Placa de Reconstrução

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUROS
926.008	Reta	06



926.007	Reta	08
---------	------	----




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUROS
926.001	Esquerda	04 x 09



926.002	Direita	04 x 09
---------	---------	---------



926.003	Esquerda	04 x 17
---------	----------	---------



926.004	Direita	04 x 17
---------	---------	---------



1:2



2.4 mm



Ø2.4 mm






DESCRIÇÃO

Placa de Reconstrução

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUROS
926.005	-	04 x 17 x 04
926.006	-	17




1:2



2.4 mm



Ø2.4 mm



\* Somente sob consulta



## DESCRIÇÃO

**Parafuso Autorroscante Ø2.4 mm**

CÓDIGO	DIMENSÕES
925.001*	6.0 mm
925.002	8.0 mm
925.003	10.0 mm
925.004	12.0 mm
925.005	14.0 mm
925.006	16.0 mm
925.007	18.0 mm



## DESCRIÇÃO

**Parafuso Autorroscante de Emergência Ø2.7 mm**

CÓDIGO	DIMENSÕES
925.022*	6.0 mm
925.023	8.0 mm
925.024	10.0 mm
925.025	12.0 mm
925.026	14.0 mm
925.027*	16.0 mm
925.028*	18.0 mm



## DESCRIÇÃO

**Parafuso Locking de Inserção Ø2.4 mm**

CÓDIGO	DIMENSÕES
901.500	-





DESCRIÇÃO

Parafuso Locking Ø2.4 mm

CÓDIGO	DIMENSÕES
925.046*	6.0 mm
925.047	8.0 mm
925.048	10.0 mm
925.049	12.0 mm
925.050	14.0 mm
925.051	16.0 mm
925.052	18.0 mm



DESCRIÇÃO

Parafuso Locking de Emergência Ø2.7 mm

CÓDIGO	DIMENSÕES
925.053*	6.0 mm
925.054	8.0 mm
925.055	10.0 mm
925.056	12.0 mm
925.057	14.0 mm
925.058*	16.0 mm
925.059*	18.0 mm





\* Somente sob consulta



# NEOFACE

SISTEMA 2.4

Instrumental







CÓDIGO DESCRIÇÃO

**950.005** Pinça Angulada



CÓDIGO DESCRIÇÃO

**950.029** Pinça de Posicionamento Esquerdo 2.4




CÓDIGO DESCRIÇÃO

**950.030** Pinça de Posicionamento Direito 2.4




CÓDIGO DESCRIÇÃO

**950.031** Alicate Conformador Mandibular



CÓDIGO DESCRIÇÃO

**950.033** Cabo Transbucal 2.4 mm



CÓDIGO DESCRIÇÃO

**950.034** Afastador de Bochecha 2.4 mm




CÓDIGO DESCRIÇÃO

**950.035** Trocar para Sistema Mandibular



CÓDIGO DESCRIÇÃO

**950.036** Guia de Broca 2.4 mm



CÓDIGO DESCRIÇÃO

**950.056** Conformador Mandibular



CÓDIGO DESCRIÇÃO

**950.077** Chave de Mão



CÓDIGO DESCRIÇÃO

**950.088** Conexão Phillips 2.4 mm




CÓDIGO DESCRIÇÃO


**950.090** Guia de Broca Parafuso Locking




CÓDIGO	DESCRIÇÃO
950.094	Template Reto 8 Furos



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
950.095	Template Angulado



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
950.096	Template Angulado Longo



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
950.097	Template Duplo Angulado



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
-	Broca Helicoidal Ø1.8 mm
950.120	38 x 115 mm
950.125	38 x 80 mm



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
950.207	Medidor de Profundidade



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
950.212	Conjunto Cisalhador de Placa Mandib.



# NEOFACE

## SISTEMA 2.4



 **NEOORTHO Produtos Ortopédicos S/A**  
Rua Ângelo Domingos Durigan, 607  
Cascatinha – 82025-100  
Curitiba – PR – Brasil  
+55 41 3535 1000  
Indústria Brasileira