

Apresentação

PLACAS PARA
COTOVELO TRAULOCKING





Placa Olécrano Bloqueada Direita

Código	Tamanho	Furos
430902*	80mm	2
430904	112mm	4
430906	131mm	6
430908	158mm	8
430910	190mm	10
430912*	216mm	12
Espessura: 3,3mm		




Placa Olécrano Bloqueada Esquerda

Código	Tamanho	Furos
431002*	80mm	2
431004	112mm	4
431006	131mm	6
431008	158mm	8
431010	190mm	10
431012*	216mm	12
Espessura: 3,3mm		

* Produto fabricado sob encomenda.

Placa Locking para Úmero Distal Dorso Lateral Direita



Código	Tamanho	Furos
431103	58mm	3
431105	86mm	5
431107	114mm	7
431109	142mm	9
Espessura: 2,5mm		

Placa Locking para Úmero Distal Dorso Lateral Esquerda



Código	Tamanho	Furos
431203	58mm	3
431205	86mm	5
431207	114mm	7
431209	142mm	9
Espessura: 2,5mm		



Placa para Úmero Distal Medial Direita

Código	Tamanho	Furos
431303	55mm	3
431305	87mm	5
431307	119mm	7
431309	151mm	9
431314*	231mm	14

Espessura: 2,5mm




Placa para Úmero Distal Medial Esquerda

Código	Tamanho	Furos
431403	55mm	3
431405	87mm	5
431407	119mm	7
431409	151mm	9
431414*	231mm	14

Espessura: 2,5mm

* Produto fabricado sob encomenda.

8



Traulocking Screw Ø2,7mm

Código	Tamanho
43042710	10mm
43042712	12mm
43042714	14mm
43042716	16mm
43042718	18mm
43042720	20mm
43042722	22mm
43042724	24mm
43042726	26mm
43042728	28mm
43042730	30mm
43042732	32mm
43042734	34mm
43042736	36mm
43042738	38mm
43042740	40mm
43042742	42mm
43042744	44mm
43042746	46mm
43042748	48mm
43042750	50mm
43042752*	52mm
43042754*	54mm
43042756*	56mm
43042758*	58mm
43042760*	60mm
Conexão: T8	
Cabeça: Ø5mm	
Passo da Rosca: 0,8mm	

* Produto fabricado sob encomenda.


10



Traulocking Screw Ø3,5mm

Código	Tamanho
43053510	10mm
43053512	12mm
43053514	14mm
43053516	16mm
43053518	18mm
43053520	20mm
43053522	22mm
43053524	24mm
43053526	26mm
43053528	28mm
43053530	30mm
43053532	32mm
43053534	34mm
43053536	36mm
43053538	38mm
43053540	40mm
43053542	42mm
43053544	44mm
43053546	46mm
43053548	48mm
43053550	50mm
43053552	52mm
43053554	54mm
43053556	56mm
43053558	58mm
43053560	60mm
43053562	62mm
43053564	64mm
43053566	66mm
43053568	68mm
43053570	70mm
43053572*	72mm
43053574*	74mm
43053576*	76mm
43053578*	78mm
43053580*	80mm
43053585*	85mm
43053590*	90mm
Conexão: T10	
Cabeça: Ø5mm	
Passo da Rosca: 0,8mm	

* Produto fabricado sob encomenda.




Traulocking Cortical Screw Ø2,7mm

Código	Tamanho
43062710	10mm
43062712	12mm
43062714	14mm
43062716	16mm
43062718	18mm
43062720	20mm
43062722	22mm
43062724	24mm
43062726	26mm
43062728	28mm
43062730	30mm
43062732	32mm
43062734	34mm
43062736	36mm
43062738	38mm
43062740	40mm
43062742	42mm
43062744	44mm
43062746	46mm
43062748	48mm
43062750	50mm
43062752*	52mm
43062754*	54mm
43062756*	56mm
43062758*	58mm
43062760*	60mm
Conexão: T8	
Cabeça: Ø5,5mm	
Passo da Rosca: 0,8mm	

* Produto fabricado sob encomenda.

10



Traulocking Cortical Screw Ø3,5mm

Código	Tamanho
43103510	10mm
43103512	12mm
43103514	14mm
43103516	16mm
43103518	18mm
43103520	20mm
43103522	22mm
43103524	24mm
43103526	26mm
43103528	28mm
43103530	30mm
43103532	32mm
43103534	34mm
43103536	36mm
43103538	38mm
43103540	40mm
43103542	42mm
43103544	44mm
43103546	46mm
43103548	48mm
43103550	50mm
43103552	52mm
43103554	54mm
43103556	56mm
43103558	58mm
43103560	60mm
43103562	62mm
43103564	64mm
43103566	66mm
43103568	68mm
43103570	70mm
43103572*	72mm
43103574*	74mm
43103576*	76mm
43103578*	78mm
43103580*	80mm
43103585*	85mm
43103590*	90mm
Conexão: T10	
Cabeça: Ø5,5mm	
Passo da Rosca: 1,25mm	

* Produto fabricado sob encomenda.



vendas@traumедica.com.br
vendas2@traumедica.com.br
vendas3@traumедica.com.br

www.traumедica.com.br

PABX: +55 (19) 3265 0874

Rua: Horácio Coutinho dos Santos, 233
Parque Industrial Lisboa
Campinas - SP

©2023 Traumédica. Todos os direitos reservados.