

Apresentação

PLACAS PARA
TÍBIA DISTAL TRAULOCKING





Placa Tibial Distal Anterolateral Direita

Código	Tamanho	Furos
432303	81mm	3
432304	98mm	4
432305	115mm	5
432306	132mm	6
432307	149mm	7
432308	166mm	8
432309	183mm	9
432310	200mm	10
432311	217mm	11
432312	234mm	12
432313*	251mm	13
432314*	268mm	14
432315*	285mm	15

Espessura: 3mm



Placa Tibial Distal Anterolateral Esquerda

Código	Tamanho	Furos
432403	81mm	3
432404	98mm	4
432405	115mm	5
432406	132mm	6
432407	149mm	7
432408	166mm	8
432409	183mm	9
432410	200mm	10
432411	217mm	11
432412	234mm	12
432413*	251mm	13
432414*	268mm	14
432415*	285mm	15

Espessura: 3mm

* Produto fabricado sob encomenda.



Placa Tibial Distal Posterior "L" Direita

Código	Tamanho	Furos
433604	76mm	4
433605	91mm	5
Espessura: 3mm		



Placa Tibial Distal Posterior "L" Esquerda

Código	Tamanho	Furos
433704	76mm	4
433705	91mm	5
Espessura: 3mm		

Placa Tibial Distal Posteromedial "T"



Código	Tamanho	Furos
435304	75mm	4
435305	90mm	5
Espessura: 3mm		



Placa Tibial Distal Bloqueada Direita

Código	Tamanho	Furos
435403	111,5mm	3
435404	127,5mm	4
435405	143,5mm	5
435406	159,5mm	6
435407	175,5mm	7
435408	191,5mm	8
435409	207,5mm	9
435410	223,5mm	10
435412	255,5mm	12
435414*	287,5mm	14
435416*	319,5mm	16

Espessura: 4mm




Placa Tibial Distal Bloqueada Esquerda

Código	Tamanho	Furos
435503	111,5mm	3
435504	127,5mm	4
435505	143,5mm	5
435506	159,5mm	6
435507	175,5mm	7
435508	191,5mm	8
435509	207,5mm	9
435510	223,5mm	10
435512	255,5mm	12
435514*	287,5mm	14
435516*	319,5mm	16

Espessura: 4mm

* Produto fabricado sob encomenda.



Traulocking Screw Ø2,7mm

Código	Tamanho
43042710	10mm
43042712	12mm
43042714	14mm
43042716	16mm
43042718	18mm
43042720	20mm
43042722	22mm
43042724	24mm
43042726	26mm
43042728	28mm
43042730	30mm
43042732	32mm
43042734	34mm
43042736	36mm
43042738	38mm
43042740	40mm
43042742	42mm
43042744	44mm
43042746	46mm
43042748	48mm
43042750	50mm
43042752*	52mm
43042754*	54mm
43042756*	56mm
43042758*	58mm
43042760*	60mm
Conexão: T8	
Cabeça: Ø5mm	
Passo da Rosca: 0,8mm	

* Produto fabricado sob encomenda.


10



Traulocking Screw Ø3,5mm

Código	Tamanho
43053510	10mm
43053512	12mm
43053514	14mm
43053516	16mm
43053518	18mm
43053520	20mm
43053522	22mm
43053524	24mm
43053526	26mm
43053528	28mm
43053530	30mm
43053532	32mm
43053534	34mm
43053536	36mm
43053538	38mm
43053540	40mm
43053542	42mm
43053544	44mm
43053546	46mm
43053548	48mm
43053550	50mm
43053552	52mm
43053554	54mm
43053556	56mm
43053558	58mm
43053560	60mm
43053562	62mm
43053564	64mm
43053566	66mm
43053568	68mm
43053570	70mm
43053572*	72mm
43053574*	74mm
43053576*	76mm
43053578*	78mm
43053580*	80mm
43053585*	85mm
43053590*	90mm
Conexão: T10	
Cabeça: Ø5mm	
Passo da Rosca: 0,8mm	

* Produto fabricado sob encomenda.




Traulocking Cortical Screw Ø2,7mm

Código	Tamanho
43062710	10mm
43062712	12mm
43062714	14mm
43062716	16mm
43062718	18mm
43062720	20mm
43062722	22mm
43062724	24mm
43062726	26mm
43062728	28mm
43062730	30mm
43062732	32mm
43062734	34mm
43062736	36mm
43062738	38mm
43062740	40mm
43062742	42mm
43062744	44mm
43062746	46mm
43062748	48mm
43062750	50mm
43062752*	52mm
43062754*	54mm
43062756*	56mm
43062758*	58mm
43062760*	60mm
Conexão: T8	
Cabeça: Ø5,5mm	
Passo da Rosca: 0,8mm	

* Produto fabricado sob encomenda.

10



Traulocking Cortical Screw Ø3,5mm

Código	Tamanho
43103510	10mm
43103512	12mm
43103514	14mm
43103516	16mm
43103518	18mm
43103520	20mm
43103522	22mm
43103524	24mm
43103526	26mm
43103528	28mm
43103530	30mm
43103532	32mm
43103534	34mm
43103536	36mm
43103538	38mm
43103540	40mm
43103542	42mm
43103544	44mm
43103546	46mm
43103548	48mm
43103550	50mm
43103552	52mm
43103554	54mm
43103556	56mm
43103558	58mm
43103560	60mm
43103562	62mm
43103564	64mm
43103566	66mm
43103568	68mm
43103570	70mm
43103572*	72mm
43103574*	74mm
43103576*	76mm
43103578*	78mm
43103580*	80mm
43103585*	85mm
43103590*	90mm
Conexão: T10	
Cabeça: Ø5,5mm	
Passo da Rosca: 1,25mm	

* Produto fabricado sob encomenda.



vendas@traumedica.com.br
vendas2@traumedica.com.br
vendas3@traumedica.com.br

www.traumedica.com.br

PABX: +55 (19) 3265 0874

Rua: Horácio Coutinho dos Santos, 233
Parque Industrial Lisboa
Campinas - SP

©2023 Traumédica. Todos os direitos reservados.