

Apresentação

HASTE
INTRAMEDULAR
PROXIMAL FEMORAL HPF2



TRAUMÉDICA®
INSTRUMENTAIS E IMPLANTES



A Haste Intramedular Proximal Femoral HPF2 é um dispositivo médico desenvolvido com o objetivo de promover a estabilização, correção e fixação óssea, porém concebido unicamente para auxiliar a regeneração óssea e não para substituir as estruturas normais do esqueleto humano. Possui corpo cilíndrico e canulado, alongado em forma de tubo, moldado anatômicamente para ser implantado no canal intramedular do fêmur.

III Instalação




Bloqueio Cefálico único
com Parafuso Deslizante
e travamento anti-rotacional
através do Parafuso Tampão Lock



Bloqueio Cefálico duplo
com Parafuso Deslizante
e Parafuso de Bloqueio
Proximal Canulado

Características

LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL
ASTM F138



Tamanhos





Haste Intramedular Proximal Femoral (HPF2) 130° - 170mm

Código	Tamanho
450110170	Ø10x170mm
450111170	Ø11x170mm
450112170	Ø12x170mm



Haste Intramedular Proximal Femoral (HPF2) 130° - 235mm

Código	Tamanho
450210235	Ø10x235mm
450211235	Ø11x235mm
450212235	Ø12x235mm

Haste Intramedular Proximal Femoral Direita (HPF2) 130°



Código	Tamanho
450310300	Ø10x300mm
450310320	Ø10x320mm
450310340	Ø10x340mm
450310360	Ø10x360mm
450310380	Ø10x380mm
450310400	Ø10x400mm
450310420	Ø10x420mm
450310440	Ø10x440mm
450310460	Ø10x460mm
450311300	Ø11x300mm
450311320	Ø11x320mm
450311340	Ø11x340mm
450311360	Ø11x360mm
450311380	Ø11x380mm
450311400	Ø11x400mm
450311420	Ø11x420mm
450311440	Ø11x440mm
450311460	Ø11x460mm
450312300	Ø12x300mm
450312320	Ø12x320mm
450312340	Ø12x340mm
450312360	Ø12x360mm
450312380	Ø12x380mm
450312400	Ø12x400mm
450312420	Ø12x420mm
450312440	Ø12x440mm
450312460	Ø12x460mm
450313300	Ø13x300mm
450313320	Ø13x320mm
450313340	Ø13x340mm
450313360	Ø13x360mm
450313380	Ø13x380mm
450313400	Ø13x400mm
450313420	Ø13x420mm
450313440	Ø13x440mm
450313460	Ø13x460mm

Haste Intramedular Proximal Femoral Esquerda (HPF2) 130°



Código	Tamanho
450410300	Ø10x300mm
450410320	Ø10x320mm
450410340	Ø10x340mm
450410360	Ø10x360mm
450410380	Ø10x380mm
450410400	Ø10x400mm
450410420	Ø10x420mm
450410440	Ø10x440mm
450410460	Ø10x460mm
450411300	Ø11x300mm
450411320	Ø11x320mm
450411340	Ø11x340mm
450411360	Ø11x360mm
450411380	Ø11x380mm
450411400	Ø11x400mm
450411420	Ø11x420mm
450411440	Ø11x440mm
450411460	Ø11x460mm
450412300	Ø12x300mm
450412320	Ø12x320mm
450412340	Ø12x340mm
450412360	Ø12x360mm
450412380	Ø12x380mm
450412400	Ø12x400mm
450412420	Ø12x420mm
450412440	Ø12x440mm
450412460	Ø12x460mm
450413300	Ø13x300mm
450413320	Ø13x320mm
450413340	Ø13x340mm
450413360	Ø13x360mm
450413380	Ø13x380mm
450413400	Ø13x400mm
450413420	Ø13x420mm
450413440	Ø13x440mm
450413460	Ø13x460mm

Parafuso Tampão da Haste Intramedular Proximal Femoral (HPF2)



Código	Tamanho
450517000	0mm
450517005	5mm
450517010	10mm
450517015	15mm

Parafuso Tampão da Haste Intramedular Proximal Femoral Lock (HPF2)



Código	Tamanho
450617000	0mm
450617005	5mm
450617010	10mm
450617015	15mm

Parafuso Deslizante Lock Rosca 20mm Ø10mm



Código	Tamanho
450810080	80mm
450810085	85mm
450810090	90mm
450810095	95mm
450810100	100mm
450810105	105mm
450810110	110mm
450810115	115mm
450810120	120mm
450810125	125mm
450810130	130mm

Parafuso de Bloqueio Proximal Canulado Rosca Parcial Ø6,5mm



Código	Tamanho
450965060	60mm
450965065	65mm
450965070	70mm
450965075	75mm
450965080	80mm
450965085	85mm
450965090	90mm
450965095	95mm
450965100	100mm
450965105	105mm
450965110	110mm
450965115	115mm
450965120	120mm



vendas@traumedica.com.br
vendas2@traumedica.com.br
vendas3@traumedica.com.br

www.traumedica.com.br

PABX: +55 (19) 3265 0874

Rua: Horácio Coutinho dos Santos, 233
Parque Industrial Lisboa
Campinas - SP

©2020 Traumédica. Todos os direitos reservados.