



Apresentação

PLACAS STANDARD
PEQUENOS
FRAGMENTOS **TRAULOCKING**





Placa 1/3 Tubular Bloqueada

Código	Tamanho	Furos
435005	58mm	5
435006	70mm	6
435007	82mm	7
435008	94mm	8
435009	106mm	9
435010	118mm	10
435011	130mm	11
435012	142mm	12
Espessura: 1,5mm		
Largura: 11mm		



Placa Maleável

Código	Tamanho	Furos
435105	77mm	5
435106	92mm	6
435107	107mm	7
435108	122mm	8
435109	137mm	9
435110	152mm	10
435111	167mm	11
435112	182mm	12
435113*	197mm	13
435114*	212mm	14
435115*	227mm	15
435116*	242mm	16
435117*	257mm	17
435118*	272mm	18
435119*	287mm	19
435120*	302mm	20
Espessura: 3mm		
Largura: 10mm		


* Produto fabricado sob encomenda.



Placa de Baixo Contato

Código	Tamanho	Furos
435205	82mm	5
435206	98mm	6
435207	114mm	7
435208	130mm	8
435209	146mm	9
435210	162mm	10
435211	178mm	11
435212	194mm	12
435213*	210mm	13
435214*	226mm	14
Espessura: 3mm		
Largura: 11mm		

8



Traulocking Screw Ø2,7mm

Código	Tamanho
43042710	10mm
43042712	12mm
43042714	14mm
43042716	16mm
43042718	18mm
43042720	20mm
43042722	22mm
43042724	24mm
43042726	26mm
43042728	28mm
43042730	30mm
43042732	32mm
43042734	34mm
43042736	36mm
43042738	38mm
43042740	40mm
43042742	42mm
43042744	44mm
43042746	46mm
43042748	48mm
43042750	50mm
43042752*	52mm
43042754*	54mm
43042756*	56mm
43042758*	58mm
43042760*	60mm
Conexão: T8	
Cabeça: Ø5mm	
Passo da Rosca: 0,8mm	

* Produto fabricado sob encomenda.


10



Traulocking Screw Ø3,5mm

Código	Tamanho
43053510	10mm
43053512	12mm
43053514	14mm
43053516	16mm
43053518	18mm
43053520	20mm
43053522	22mm
43053524	24mm
43053526	26mm
43053528	28mm
43053530	30mm
43053532	32mm
43053534	34mm
43053536	36mm
43053538	38mm
43053540	40mm
43053542	42mm
43053544	44mm
43053546	46mm
43053548	48mm
43053550	50mm
43053552	52mm
43053554	54mm
43053556	56mm
43053558	58mm
43053560	60mm
43053562	62mm
43053564	64mm
43053566	66mm
43053568	68mm
43053570	70mm
43053572*	72mm
43053574*	74mm
43053576*	76mm
43053578*	78mm
43053580*	80mm
43053585*	85mm
43053590*	90mm
Conexão: T10	
Cabeça: Ø5mm	
Passo da Rosca: 0,8mm	

* Produto fabricado sob encomenda.




8

Traulocking Cortical Screw Ø2,7mm

Código	Tamanho
43062710	10mm
43062712	12mm
43062714	14mm
43062716	16mm
43062718	18mm
43062720	20mm
43062722	22mm
43062724	24mm
43062726	26mm
43062728	28mm
43062730	30mm
43062732	32mm
43062734	34mm
43062736	36mm
43062738	38mm
43062740	40mm
43062742	42mm
43062744	44mm
43062746	46mm
43062748	48mm
43062750	50mm
43062752*	52mm
43062754*	54mm
43062756*	56mm
43062758*	58mm
43062760*	60mm
Conexão: T8	
Cabeça: Ø5,5mm	
Passo da Rosca: 0,8mm	

* Produto fabricado sob encomenda.

10



Traulocking Cortical Screw Ø3,5mm

Código	Tamanho
43103510	10mm
43103512	12mm
43103514	14mm
43103516	16mm
43103518	18mm
43103520	20mm
43103522	22mm
43103524	24mm
43103526	26mm
43103528	28mm
43103530	30mm
43103532	32mm
43103534	34mm
43103536	36mm
43103538	38mm
43103540	40mm
43103542	42mm
43103544	44mm
43103546	46mm
43103548	48mm
43103550	50mm
43103552	52mm
43103554	54mm
43103556	56mm
43103558	58mm
43103560	60mm
43103562	62mm
43103564	64mm
43103566	66mm
43103568	68mm
43103570	70mm
43103572*	72mm
43103574*	74mm
43103576*	76mm
43103578*	78mm
43103580*	80mm
43103585*	85mm
43103590*	90mm
Conexão: T10	
Cabeça: Ø5,5mm	
Passo da Rosca: 1,25mm	

* Produto fabricado sob encomenda.



TRAUMÉDICA®
INSTRUMENTAIS E IMPLANTES

vendas@traumedica.com.br
vendas2@traumedica.com.br
vendas3@traumedica.com.br

www.traumedica.com.br

PABX: +55 (19) 3265 0874

Rua: Horácio Coutinho dos Santos, 233
Parque Industrial Lisboa
Campinas - SP

©2023 Traumédica. Todos os direitos reservados.