

Apresentação

# PLACA TUBO



**TRAUMÉDICA®**  
INSTRUMENTAIS E IMPLANTES



*Placa Tubo é um dispositivo médico desenvolvido com o objetivo de promover a estabilização e fixação óssea da fratura, alcançada pela compressão interfragmentária exercida pelo Parafuso Deslizante e Parafusos de compressão, porém concebido unicamente para auxiliar a regeneração óssea e não para substituir as estruturas normais do esqueleto humano.*

*A Traumédica disponibiliza os modelos de Placa Tubo 95° e Placa Tubo 135°.*

*A Placa Tubo 95° possui dois furos proximais que possibilitam o uso de Parafusos Esponjosos Ø6,5mm, enquanto os demais furos são de compressão e utilizam os Parafusos Corticais Ø4,5mm;*

*A Placa Tubo 135° possui apenas os furos de compressão, que utilizam os Parafusos Corticais Ø4,5mm.*



## Placa Tubo 135° Modelo 1

Código	Tamanho	Furos
50202*	73mm	02
50203	92mm	03
50204	111mm	04
50205	130mm	05
50206	149mm	06
50208	187mm	08
50210	225mm	10
50212*	263mm	12
50214*	301mm	14
50216*	339mm	16
50218*	377mm	18
50220*	415mm	20
50222*	453mm	22



## Placa Tubo 95° Modelo 1

Código	Tamanho	Furos
61204	103mm	04
61205	122mm	05
61206	141mm	06
61208	179mm	08
61210	217mm	10
61212*	255mm	12
61214*	293mm	14
61216*	331mm	16
61218*	369mm	18
61220*	407mm	20
61222*	445mm	22

\* Produto fabricado sob encomenda.

### Parafuso Deslizante Modelo 1 Rosca 20mm



Código	Tamanho
40150	50mm
40155	55mm
40160	60mm
40165	65mm
40170	70mm
40175	75mm
40180	80mm
40185	85mm
40190	90mm
40195	95mm
401100	100mm
401105	105mm

### Parafuso Deslizante Modelo 1 Rosca 30mm



Código	Tamanho
40250	50mm
40255	55mm
40260	60mm
40265	65mm
40270	70mm
40275	75mm
40280	80mm
40285	85mm
40290	90mm
40295	95mm
402100	100mm
402105	105mm

### Contra Parafuso



Código	Tamanho
20329	29mm

## Parafuso Cortical Ø4,5mm



Código	Tamanho
21214	14mm
21216	16mm
21218	18mm
21220	20mm
21222	22mm
21224	24mm
21226	26mm
21228	28mm
21230	30mm
21232	32mm
21234	34mm
21236	36mm
21238	38mm
21240	40mm
21242	42mm
21244	44mm
21246	46mm
21248	48mm
21250	50mm
21252	52mm
21254	54mm
21256	56mm
21258	58mm
21260	60mm
21262	62mm
21264	64mm
21266	66mm
21268	68mm
21270	70mm

## Parafuso Esponjoso Ø6,5mm Rosca 16mm



Código	Tamanho
21630*	30mm
21635*	35mm
21640	40mm
21645	45mm
21650	50mm
21655	55mm
21660	60mm
21665	65mm
21670	70mm
21675	75mm
21680	80mm
21685*	85mm
21690*	90mm
21695*	95mm
216100*	100mm
216105*	105mm
216110*	110mm

## Parafuso Esponjoso Ø6,5mm Rosca 32mm



Código	Tamanho
21735*	35mm
21740	40mm
21745	45mm
21750	50mm
21755	55mm
21760	60mm
21765	65mm
21770	70mm
21775	75mm
21780	80mm
21785*	85mm
21790*	90mm
21795*	95mm
217100*	100mm
217105*	105mm
217110*	110mm

\* Produto fabricado sob encomenda.



[vendas@traumedica.com.br](mailto:vendas@traumedica.com.br)  
[vendas2@traumedica.com.br](mailto:vendas2@traumedica.com.br)  
[vendas3@traumedica.com.br](mailto:vendas3@traumedica.com.br)

[www.traumedica.com.br](http://www.traumedica.com.br)

PABX: +55 (19) 3265 0874

Rua: Horácio Coutinho dos Santos, 233  
Parque Industrial Lisboa  
Campinas - SP

©2020 Traumédica. Todos os direitos reservados.