

## FIXADOR EXTERNO ESTÁTICO PARA OSSOS MÉDIOS E LONGOS BARRA PINO 5MM FAST



**DESCRIÇÃO:** Fixador Externo Estático para Ossos Médios e Longos Fast é um produto médico, não implantável, formado por uma estrutura metálica, que fica posicionada na parte externa dos membros do corpo, composto pelos seguintes elementos: GDFIX BARRA LONGITUDINAL RANHURADA; GDFIX BARRA LONGITUDINAL LISA; GDFIX CONECTOR BARRA/BARRA FAST; GDFIX CONECTOR BARRA/PINO FAST 5mm e GDFIX CONECTOR BARRA PINO FAST 6mm. O conceito de aplicação do Fixador Externo consiste em transferir a carga normalmente aplicada ao osso fraturado para a estrutura externa do aparelho, diminuindo as cargas mecânicas do local afetado, proporcionando condições para que o osso se regenere.

O Fixador Externo Estático para Ossos Médios e Longos Fast é constituído de uma estrutura metálica que está obrigatoriamente associada à utilização de Pinos de Schanz. Os Pinos de Schanz são pinos ósseos implantáveis, parcialmente rosqueados, que têm como finalidade ser inseridos no tecido ósseo, fazendo desta forma a conexão entre tecido ósseo e estrutura externa do aparelho de fixação externa. Indicado para Ossos Médios e Longos (Tíbia e Fêmur).

### COMPOSIÇÃO DO FIXADOR

#### CÓDIGOS:

**FX.1801 – GDFIX CONECTOR BARRA/BARRA**

**FX.1802 – GDFIX CONECTOR BARRA PINO 5MM**

(OBS: Utiliza-se Pinos de Schanz Ø4,8 x 200mm, Ø5,0 x 200mm ou Ø6,0 x 200mm, não fazem parte do kit e são comercializados separadamente)

**FX.1804.L.XXX GDFIX BARRA LONGITUDINAL LISA**

(XXX = COMPRIMENTO BARRAS – 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 375 ou 400mm)



(OBS: Para praticidade, poderá adquirir a Caixa de Instrumentais para acondicionamento das peças e na utilização em cirurgias, não faz parte desse cadastro, cadastro de estojos e caixas extinto RDC423/2020)

**PRODUTO NÃO ESTÉRIL**  
Cadastro ANVISA: 80542260029



GD RUFINO LTDA EPP – CNPJ: 00.425.586/0001-36

Telefones: (19) 3806-4251 | (19) 3804-9131

Emails: [contato@rufinoortopedia.com.br](mailto:contato@rufinoortopedia.com.br) | [gdrufino@rufinoortopedia.com.br](mailto:gdrufino@rufinoortopedia.com.br) | [sac@rufinoortopedia.com.br](mailto:sac@rufinoortopedia.com.br)

Endereço: Avenida Pedro Botesi, 2099, Jardim Scomparim, Mogi Mirim – SP.

Visite nosso site: [www.rufinoortopedia.com.br](http://www.rufinoortopedia.com.br)