




Âncoras

Catálogo de Produtos


Sartori Implantes



AchorFix representa o que há de melhor no mercado. Possui excelente resistência mecânica e sua utilização é altamente segura, como comprovado por diversos testes. É fabricada em Liga de Titânio e montada com fios de sutura de Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular (UHMWPE). Indicada para reconstrução de ligamentos, tendões e fixação de partes moles. AnchorFix é versátil, permitindo ao cirurgião uma gama de opção frente as diversas patologias.

Possui modelos com ou sem agulhas; com um ou dois fios de sutura e com diâmetros de 1.9mm, 2.0mm, 2.7mm, 4.0mm e 4.5mm. Pode ser utilizada em cirurgias convencionais ou artroscópicas. Seu design permite fixação rápida e menos invasiva. AnchorFix restabelece o que há de melhor no paciente: a vida!

A Sartori oferece nos modelos Anchorfix 3.0, 3.5, 5.0 e 5.5 duas opções de comprimento de aplicador, sendo a Haste STD e Haste Longa "HL". Os modelos HL foram projetados para cirurgias na região do quadril (ou regiões de grandes camadas de partes moles), proporcionando ao cirurgião um procedimento cirúrgico preciso, rápido e seguro. Para modelos 1.7, 1.9 e 2.0 estão disponíveis em duas opções de comprimento de aplicador, sendo Haste STD e Haste Curta "HC". Os modelos HC foram projetadas para cirurgias na região da mão.



ANCHORFIX Ø1,7mm

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMÁTICA	APLICADOR	TAMPA	ENGATE
0112001-715	01	USP#2	01	-	STD		
0112011-715	01	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112021-715	01	USP#2	01	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112061-715	01	USP#2	02	-	HC		
0112071-715	01	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	HC		
0112081-715	01	USP#2	04	1/2 CIRCULO 2,5cm	HC		
0112001-723	02	USP#2-0	02	-	STD		
0112011-723	02	USP#2-0	04	1/2 CIRCULO 2,0cm	STD		
0112021-723	02	USP#2-0		1/2 CIRCULO 2,0cm	STD		
0112061-723	02	USP#2-0		-	HC		
0112071-723	02	USP#2-0		1/2 CIRCULO 2,0cm	HC		
0112081-723	02	USP#2-0		1/2 CIRCULO 2,0cm	HC		

ANCHORFIX Ø1,9mm

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMÁTICA	APLICADOR	TAMPA	ENGATE
0112001-915	01	USP#2	01	-	STD		
0112011-915	01	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112021-915	01	USP#2	01	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112061-915	01	USP#2	02	-	HC		
0112071-915	01	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	HC		
0112081-915	01	USP#2	04	1/2 CIRCULO 2,5cm	HC		
0112001-923	02	USP#2-0	02	-	STD		
0112011-923	02	USP#2-0	04	1/2 CIRCULO 2,0cm	STD		
0112021-923	02	USP#2-0		1/2 CIRCULO 2,0cm	STD		
0112061-923	02	USP#2-0		-	HC		
0112071-923	02	USP#2-0		1/2 CIRCULO 2,0cm	HC		
0112081-923	02	USP#2-0		1/2 CIRCULO 2,0cm	HC		

ANCHORFIX Ø2,0mm

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMÁTICA	APLICADOR	TAMPA	ENGATE
0112002-015	01	USP#2	01	-	STD		
0112012-015	01	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112022-015	01	USP#2	01	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112062-015	01	USP#2	02	-	HC		
0112072-015	01	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	HC		
0112082-015	01	USP#2	04	1/2 CIRCULO 2,5cm	HC		
0112002-023	02	USP#2-0	02	-	STD		
0112012-023	02	USP#2-0	04	1/2 CIRCULO 2,0cm	STD		
0112022-023	02	USP#2-0		1/2 CIRCULO 2,0cm	STD		
0112062-023	02	USP#2-0		-	HC		
0112072-023	02	USP#2-0		1/2 CIRCULO 2,0cm	HC		
0112082-023	02	USP#2-0		1/2 CIRCULO 2,0cm	HC		

ANCHORFIX Ø2,7mm

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMÁTICA	APLICADOR	TAMPA	ENGATE
0112002-715	01	USP#2	01	-	STD		
0112012-715	01	USP#2	02	1/2 CÍRCULO 2,5cm	STD		
0112022-715	01	USP#2	02	1/2 CÍRCULO 2,5cm	STD		
0112002-725	02	USP#2	04	-	STD		
0112012-725	02	USP#2	02	1/2 CÍRCULO 2,5cm	STD		
0112022-725	02	USP#2	04	1/2 CÍRCULO 2,5cm	STD		
0112002-723	02	USP#2-0		-	STD		
0112012-723	02	USP#2-0		1/2 CÍRCULO 2,0cm	STD		
0112022-723	02	USP#2-0		1/2 CÍRCULO 2,0cm	STD		

ANCHORFIX Ø3,0mm

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMÁTICA	APLICADOR	TAMPA	ENGATE
0112103-025	02	USP#2	02	-	STD		
0112133-025	02	USP#2	02	1/2 CÍRCULO 2,5cm	HL		
0112113-025	02	USP#2	04	1/2 CÍRCULO 2,5cm	STD		
0112143-025	02	USP#2	04	1/2 CÍRCULO 2,5cm	HL		
0112123-025	02	USP#2		1/2 CÍRCULO 2,5cm	STD		
0112153-025	02	USP#2			HL		

ANCHORFIX Ø3,5mm

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMÁTICA	APLICADOR	TAMPA	ENGATE
0112103-525	02	USP#2	02	-	STD		
0112133-525	02	USP#2	02	1/2 CÍRCULO 2,5cm	HL		
0112113-525	02	USP#2	04	1/2 CÍRCULO 2,5cm	STD		
0112143-525	02	USP#2	04	1/2 CÍRCULO 2,5cm	HL		
0112123-525	02	USP#2		1/2 CÍRCULO 2,5cm	STD		
0112153-525	02	USP#2			HL		

ANCHORFIX Ø4,0mm

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMÁTICA	APLICADOR	TAMPA	ENGATE
0112104-025	02	USP#2	02	-	STD		
0112014-025	02	USP#2	04	1/2 CÍRCULO 2,5cm	STD		
0112024-025	02	USP#2		1/2 CÍRCULO 2,5cm	STD		

ANCHORFIX Ø4,5mm

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMÁTICA	APLICADOR	TAMPA	ENGATE
0112004-525	02	USP#2	02	-	STD		
0112014-525	02	USP#2	04	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112024-525	02	USP#2		1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		

ANCHORFIX Ø5,0mm

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMÁTICA	APLICADOR	TAMPA	ENGATE
0112105-025	02	USP#2	02	-	STD		
0112135-025	02	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	HL		
0112115-025	02	USP#2	04	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112145-025	02	USP#2	04	1/2 CIRCULO 2,5cm	HL		
0112125-025	02	USP#2	03	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112155-025	02	USP#2	03	-	HL		
0112105-035	03	USP#2	06	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112135-035	03	USP#2	06	1/2 CIRCULO 2,5cm	HL		
0112115-035	03	USP#2		1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112145-035	03	USP#2		1/2 CIRCULO 2,5cm	HL		
0112125-035	03	USP#2			STD		
0112155-035	03	USP#2			HL		

ANCHORFIX Ø5,5mm

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMÁTICA	APLICADOR	TAMPA	ENGATE
0112105-525	02	USP#2	02	-	STD		
0112115-525	02	USP#2	04	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112125-525	02	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112135-525	02	USP#2	04	-	HL		
0112145-525	02	USP#2	03	1/2 CIRCULO 2,5cm	HL		
0112155-525	02	USP#2	06	1/2 CIRCULO 2,5cm	HL		
0112105-535	03	USP#2	03	-	STD		
0112115-535	03	USP#2	06	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112125-535	03	USP#2		1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112135-535	03	USP#2		-	HL		
0112145-535	03	USP#2		1/2 CIRCULO 2,5cm	HL		
0112155-535	03	USP#2		1/2 CIRCULO 2,5cm	HL		



Estrada Municipal RCL 10. Km 9 | nº135000
Distrito de Ajapi | Rio Claro-SP | Cep:13508-500

+55 19 3538 1910

comercial@sartori.ind.br

www.sartori.ind.br