


FIXADOR EXTERNOCADASTRO ANVISA: 80542260023
PRODUTO ESTÉRIL**COLLES**

São indicados para ser utilizados em casos de osteossíntese, com a finalidade principal de alinhar, reduzir, corrigir, estabilizar e fixar temporariamente variados tipos de fraturas em ossos de membros superiores e inferiores.

O **Fixador Externo Colles** pode ser utilizado nos casos de fraturas simples, fraturas expostas, fraturas patológicas, osteotomias corretivas, deformidades ósseas, pseudoartroses, artrodeses, não união óssea, revisões cirúrgicas, devido sequelas de tratamentos anteriores mal sucedidos, e casos de traumatologia que comportem a utilização de um dispositivo de fixação externa.

(IMAGEM ILUSTRATIVA DA MONTAGEM DO FIXADOR)

**GDFIX COLLES PARA DEDO**

é composto pelas seguintes partes:

- 01 pç - Plataforma Articulável, fabricada em Liga de Alumínio;
- 01 pç - Plataforma Fixa, fabricada em Liga de Alumínio;
- 01 pç - Esfera de Articulação, fabricada em Aço Inoxidável Austenítico;
- 01 pç - Porca de Trava, fabricada em Aço Inoxidável Austenítico;
- 01 pç - Corpo Central, fabricado em Aço Inoxidável Austenítico;
- 01 pç - Eixo de Alongamento, fabricado em Aço Inoxidável Austenítico;
- 01 pç - Corpo de Trava, fabricado em Aço Inoxidável Austenítico;
- 01 pç - Parafuso de Trava do Eixo, fabricado em Aço Inoxidável Austenítico;
- 04 pçs - Parafuso de Trava Pino, fabricado em Aço Inoxidável Austenítico;
- 02 pçs - Chave Combinada 3/8", fabricada em Liga de Cr V;
- 01 Pç - Chave Allen 2,5mm, fabricada em Liga de Cr V.

***Utilizado com: Pino de Schanz 2,0mm**

(item adquirido separadamente e não pertencente a esse cadastro).


FX.1202**GDFIX COLLES PARA PUNHO**

é composto pelas seguintes partes:

- 02 pçs - Plataforma Articulável, fabricada em Liga de Alumínio;
- 02 pçs - Esfera de Articulação, fabricada em Aço Inoxidável Austenítico;
- 02 pçs - Porca de Trava, fabricada em Aço Inoxidável Austenítico;
- 01 pç - Porca Distal, fabricada em Aço Inoxidável Austenítico;
- 01 pç - Corpo Central, fabricado em Aço Inoxidável Austenítico;
- 01 pç - Eixo de Alongamento, fabricado em Aço Inoxidável Austenítico;
- 01 pç - Corpo de Trava, fabricado em Aço Inoxidável Austenítico;
- 01 pç - Parafuso de Trava do Eixo, fabricado em Aço Inoxidável Austenítico;
- 06 pçs - Parafuso Trava Pino, fabricado em Aço Inoxidável Austenítico;
- 01 pç - Chave Combinada 3/8", fabricada em Liga de Cr V;
- 01 Pç - Chave Combinada 1/2", fabricada em Liga de Cr V;
- 01 Pç - Chave Allen 3,0mm, fabricada em Liga de Cr V.

***Utilizado com: Pino de Schanz 2,5mm ou 3,0mm**

(item adquirido separadamente e não pertencente a esse cadastro).



(IMAGEM ILUSTRATIVA DA MONTAGEM DO FIXADOR)

FX.1201